

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mad3/Mxd3 Para Wb, Elisa - Q9Bw11

Número de artículo: CM0002718

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MAD3/MXD3 humano, validado para WB y ELISA. Reconozca un represor transcripcional de 23 kDa que antagoniza la actividad de MYC, adecuado para investigación sobre cáncer y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-MAD3/MXD3 de conejo
Observaciones/Alias	MYX; MAD3; BHLHC13; MAD3/MXD3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83463
GeneID	83463
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-190 de MAD3/MXD3 humano (Q9BW11)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BW11
Peso molecular de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo