

Anticuerpo Policlonal Anti-Madcam-1 Para Wb, Elisa - Q61826

Número de artículo: CM0020470

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAdCAM-1 de ratón, validado para Western blot y ELISA. Se dirige a la molécula de adhesión celular de adreína mucosa 1, un regulador clave del homing de linfocitos a tejidos mucosos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAdCAM-1 pAb de conejo
Notas/Alias	MAdCAM-1
Especie	Ratón
GeneID	17123
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61826
Peso de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo