

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Maf1 Para Wb, Elisa - Q9H063

Número de artículo: CM0015668



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MAF1 de alta calidad, validado para WB y ELISA. Dirigido contra MAF1 humano y de ratón, un represor de la transcripción de la ARN polimerasa III. Peso molecular previsto de 29 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAF1; homólogo de MAF1
Especie	Humano
ID del gen	84232
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-256 de MAF1 humano (NP_115648.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9H063
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo