


Anticuerpo Policlonal Anti-Mafa Para Wb Y Elisa - Q8Nhw3

Número de artículo: CM0022342



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MAFA validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Se dirige al factor de transcripción MafA (37 kDa), implicado en la expresión del gen de la insulina. Adecuado para la investigación de la diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAFA pAb de conejo
Observaciones/alias	INSDM; hMafA; RIPE3b1; MAFA
Especie	Humano
GeneID (humano)	389692
GeneID	389692
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 269-353 de MAFA humano (NP_963883.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8NHW3
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo