

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Maff Para Wb Y Elisa - Q9ULx9

Número de artículo: CM0017895

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-MAFF detecta el factor de transcripción humano MafF y ha sido validado para Western blot y ELISA. Es adecuado para la investigación de la regulación génica, la expresión del receptor de oxitocina y las respuestas celulares al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAFF pAb de conejo
Observaciones/Alias	U-MAF; hMaff; MAFF
Especie	Humana
ID del gen	23764
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-164 de MAFF humano (NP_036455.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9ULX9
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo