

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mafk Para Wb, Elisa - O60675

Número de artículo: CM0022641

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor de transcripción humano MafK (NF-E2 p18), validado para WB y ELISA. Útil para estudiar la regulación de la transcripción y la diferenciación eritroide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-MAFK
Observaciones/Alias	P18; NFE2U; MAFK
Especie	Humana
ID del gen	7975
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-50 de MAFK humano (NP_002351.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O60675
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo