

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mag Para Wb, Elisa - P20916

Número de artículo: CM0010473

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la glicoproteína asociada a mielina (MAG/Siglec-4a). Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-MAG
Observaciones/Alias	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4099
GeneID	4099
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MAG humano (P20916).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20916
Peso molecular de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo