

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mag Para Wb, Ihc-P, If-F, Ip, Elisa - P20916

Número de artículo: CM0006245

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra MAG humano (glicoproteína asociada a mielina). Validado para WB, IHC-P, IF-F, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en neurobiología y mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-MAG
Observaciones/Alias	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4099
GeneID	4099
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20916
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo