

Anticuerpo Policlonal Anti-Mag (Glicoproteína Asociada A La Mielina) Para Wb Y Elisa - P20916

Número de artículo: CM0025248

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la MAG humana (glicoproteína asociada a la mielina, Siglec-4a). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada frente a ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4099
GeneID	4099
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-220 de la MAG humana (P20916)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20916
Peso Molecular	69kDa
Envío	Bolsa de hielo