


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mage-1/Mage1A Para Wb Y Elisa - P43355

Número de artículo: CM0003661



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para MAGE-1/MAGE1A, validado para Western blot y ELISA. Reconoce MAGE-1 humano y de ratón, un antígeno de cáncer/testículo involucrado en la regulación transcripcional y la inmunidad tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MAGE-1/MAGE1A
Observaciones/Alias	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4100
GeneID	4100
Inmunógeno	Péptido Sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-309 del MAGE-1/MAGE1A humano (P43355).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P43355
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo