


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mage-1/Mage1A Para Wb - P43355

Número de artículo: CM0030314



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAGE-1/MAGE1A (MAGEA1) humano para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce un antígeno de cáncer/testículo expresado en melanoma, carcinoma de pulmón y de mama, pero no en tejidos normales excepto en los testículos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAGE-1/MAGE1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4100
GeneID	4100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-309 de MAGE-1/MAGE1A humano (NP_004979.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43355
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo