


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Magea11 Para Wb, Elisa - P43364

Número de artículo: CM0015779



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAGEA11 para WB, ELISA. Detecta la proteína humana MAGEA11 (antígeno 11 asociado a melanoma), un corregulador del receptor de andrógenos expresado en cánceres y tejidos normales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAGEA11 Rabbit pAb
Notas / Alias	CT1.11, MAGE11, MAGE-11, MAGEA-11, MAGEA11
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	4110
ID del gen	4110
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de la MAGEA11 humana (NP_005357.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P43364
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo