


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Magea4 Para Wb, Elisa - P43358

Número de artículo: CM0016277



Introducción

pAb de Conejo MAGEA4 (P43358) para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Reconoce el antígeno 4 asociado a melanoma de 35 kDa. Para investigación del cáncer y estudios del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MAGEA4
Observaciones/Alias	CT1.4; MAGE4; MAGE4A; MAGE4B; MAGE-41; MAGE-X2; MAGEA4
Especie	Humano
GeneID (humano)	4103
GeneID	4103
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-317 del MAGEA4 humano (NP_002353.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43358
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo