

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Magea6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43360

Número de artículo: CM0028583

### Introducción

MAGEA6 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA, dirigido contra el antígeno asociado a melanoma 6 (CT1.6) humano y de ratón. Ideal para estudiar la regulación de la ubiquitina ligasa y la progresión tumoral, suministrado en forma líquida.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nombre del Producto | MAGEA6 Rabbit pAb                     |
| Observaciones/Alias | CT1.6, MAGE6, MAGE3B, MAGE-3b, MAGEA6 |
| Especies            | Humano                                |
| ID del Gen (Humano) | 4105                                  |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                 |
| Fuente              | Conejo                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                         |
| SWISS               | P43360                                |
| Peso Proteico       | 35kDa                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                        |