

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Maged1/Nrage Para Wb Y Elisa - Q9Y5V3

Número de artículo: CM0006697

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MAGED1/NRAGE humano (Q9Y5V3). Validado para WB y ELISA; reacciona con MAGED1/NRAGE humano. Ideal para la investigación de la apoptosis, el ritmo circadiano y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-MAGED1/NRAGE
Observaciones/Alias	NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE
Especie	Humano
GeneID (humano)	9500
GeneID	9500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 640-778 de MAGED1/NRAGE humano. (NP_008917.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y5V3
Peso molecular de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo