

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Maged1/Nrage Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5V3

Número de artículo: CM0015269

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MAGED1/NRAGE, validado para WB, IHC-P, ELISA en humanos, ratón y rata. Adecuado para estudios de investigación sobre apoptosis y ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAGED1/NRAGE Rabbit pAb
Notas/Alias	NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9500
ID del gen	9500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 635-834 de MAGED1/NRAGE humano (NP_001005333.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5V3
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo