


Anticuerpo Policlonal Anti-Magohb Para Wb, Elisa - Q96A72

Número de artículo: CM0022907



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAGOHB humano para Western blot y ELISA. Validado en humano y rata, este anticuerpo respalda la investigación sobre el espliceosoma y la degradación mediada por sin sentido.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAGOHB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MGN2; mago; magoh; MAGOHB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55110
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-148 del MAGOHB humano (NP_060518.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96A72
Peso proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo