

Anticuerpo Policlonal Anti-Magt1 Para Wb, Elisa - Q9H0U3

Número de artículo: CM0028427



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAGT1 humano (IAP, MagT1), validado para WB y ELISA. Subunidad accesoria del complejo OST implicada en la N-glicosilación y el transporte de magnesio. Ideal para la investigación de trastornos de glicosilación e inmunodeficiencias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAGT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IAP, XMEN, MRX95, OST3B, CDG1CC, PRO0756, SLC58A1, ba217H1.1, MAGT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84061
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-220 del MAGT1 humano (NP_115497.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H0U3
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo