

Anticuerpo Monoclonal Contra La Proteína Mayor De Vault (Lrp/Mvp) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14764

Número de artículo: CM0006139



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la proteína mayor de vault humana (MVP/LRP), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre resistencia a múltiples fármacos y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LRP/MVP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LRP; VAULT1; LRP/MVP
Especie	Humano
GeneID (humano)	9961
GeneID	9961
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-370 de la proteína LRP/MVP humana (NP_034146.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14764
Peso de la proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo