

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Proteína Principal De Bóveda (Mvp) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14764

Número de artículo: CM0020251



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína principal de bóveda humana (MVP/LRP), validado para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con especies humana y de ratón; adecuado para estudios de resistencia a múltiples fármacos y transporte nucleocitoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MVP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LRP, VAULT1, MVP
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	9961
ID de gen	9961
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del MVP humano (NP_005106.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14764
Peso proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo