

Anticuerpo Policlonal Anti-Mak Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20794

Número de artículo: CM0019913

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a MAK humano (RP62). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biología ciliar, espermatogénesis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RP62; MAK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4117
GeneID	4117
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 370-435 de MAK humano (NP_005897.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20794
Peso de la Proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo