


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mak16 Para Wb, Elisa - Q9Bxy0

Número de artículo: CM0021414



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al homólogo humano MAK16 (RBM13, NNP78), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. La proteína nucleolar de 35 kDa sugiere su implicación en la biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAK16 p pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RBM13; MAK16L; MAK16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84549
GeneID	84549
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-120 del MAK16 humano (NP_115898.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXY0
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo