


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Malt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Udy8

Número de artículo: CM0023844



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MALT1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la señalización NF-kappa-B y la función de las células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MALT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLT; MALT1; IMD12; PCASP1; MALT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10892
GeneID	10892
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 125-450 del MALT1 humano (NP_777216.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UDY8
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo