

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Maml1 Para Wb, Elisa - Q92585

Número de artículo: CM0023369



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra MAML1 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. La proteína 1 similar a Mastermind es un coactivador transcripcional en la señalización Notch.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo MAML1
Observaciones/Alias	Mam1; Mam-1; MAML1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9794
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de MAML1 humano (NP_055572.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92585
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo