

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Maml2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8IzI2

Número de artículo: CM0024261

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana MAML2, un coactivador transcripcional de Notch. Aplicable en WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar la señalización de Notch y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	MAML2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAM2; MAM3; MAM-3; MLL-MAML2; MAML2
Especie	Humano
GenID	84441 (Humano)
Immunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 750-850 de la MAML2 humana (NP_115803.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IZL2
Peso Molecular de la Proteína	125kDa
Envío	Bolsa de hielo