

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Man1C1 Para Wb Y Elisa - Q9Nr34

Número de artículo: CM0015710

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAN1C1 humano, una alfa-1,2-manosidasa del aparato de Golgi implicada en el procesamiento de N-glicanos. Validado para western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación en glicobiología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAN1C1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HMIC; MAN1C; MAN1A3; pp6318; MAN1C1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57134
GeneID	57134
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 44-240 del MAN1C1 humano (NP_065112.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NR34
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo