

Anticuerpo Policloal Anti-Man2A2 Para Wb Y Elisa - P49641

Número de artículo: CM0019610

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la alfa-manosidasa 2x humana (MAN2A2). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Adecuado para investigar el procesamiento de N-glicanos y las vías de glicosilación asociadas al aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAN2A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MANA2X; MAN2A2
Especie	Humana
GeneID (Humana)	4122
GeneID	4122
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la MAN2A2 humana (NP_006113.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P49641
Peso de la Proteína	131kDa
Envío	Bolsa de hielo