

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Man2B1 Para Wb, Elisa - 000754

Número de artículo: CM0028034

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAN2B1 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para estudiar la función de la alfa-manosidasa lisosómica en la degradación de glicoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAN2B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	MANB; LAMAN; MAN2B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4125
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 640-850 de MAN2B1 humano (NP_000519.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	000754
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo