

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Manba Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000462

Número de artículo: CM0021430

Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra MANBA validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas y de ratón. Inmunógeno recombinante. Ideal para el estudio de beta-manosidasa en investigación lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MANBA pAb de conejo
Observaciones/Alias	MANB1; MANBA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4126
GeneID	4126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-300 de la MANBA humana (NP_005899.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00462
Peso de la proteína	101 kDa
Envío	Bolsa de hielo