


Anticuerpo Monoclonal Anti-Receptor De Manosa/Cd206 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22897

Número de artículo: CM0008934



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido al Receptor de Manosa/CD206 humano (UniProt P22897). Adecuado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideal para el estudio de endocitosis, reconocimiento de patógenos y biología de macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo contra Receptor de Manosa/CD206
Observaciones/Alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4360
GeneID	4360
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-1389 del Receptor de Manosa/CD206 humano (NP_002429.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P22897
Peso Proteico	166kDa
Envío	Bolsa de hielo