


Anticuerpo Policlonico Anti-Receptor De Manosa/Cd206 Para Wb - P22897

Número de artículo: CM0026864



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al Receptor de Manosa/CD206 humano (MRC1), validado para WB, IF-P y ELISA. Adecuado para estudios de endocitosis de macrófagos, reconocimiento de patógenos e interacciones huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Receptor de Manosa/CD206 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1; Mannose Receptor/CD206
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4360
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 610-860 del Receptor de Manosa/CD206 humano (NP_002429.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22897
Peso de Proteína	166 kDa
Envío	Bolsa de hielo