


Anticuerpo Policlonal Anti-Maob Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27338

Número de artículo: CM0024100



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la monoaminoxidasa B (MAOB) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de metabolismo de neurotransmisores y neurotoxinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra la monoaminoxidasa B (MAOB)
Observaciones/Alias	MAOB; Monoaminoxidasa B (MAOB)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4129
GeneID	4129
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-490 de la MAOB humana (NP_000889.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27338
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo