

Anticuerpo Policlonal Anti-Map1Lc3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H492

Número de artículo: CM0016331



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra MAP1LC3A humana, un marcador clave de autofagia. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de autofagia y estrés celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAP1LC3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	84557
ID de Gen	84557
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MAP1LC3A humana (NP_115903.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H492
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo