

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Map1Lc3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H492

Número de artículo: CM0005137



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo monoclonal de conejo anti-MAP1LC3A para estudios de autofagia, validado en WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata; detecta una proteína de 14 kDa. Producto de catálogo para investigación y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAP1LC3A Rabbit mAb
Notas/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	84557
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 42-121 de la LC3A humana (Q9H492).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H492
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo