

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Map1Lc3A Para Wb, Ip, Elisa - Q9H492

Número de artículo: CM0002243



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-MAP1LC3A validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de autofagia, dirigido al marcador de autofagosomas LC3A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MAP1LC3A
Observaciones/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84557
GeneID	84557
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 1-100 de MAP1LC3A humano (Q9H492).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H492
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo