


Anticuerpo Policlonal Anti-Map1Lc3B Para Wb, Elisa - Q9Gzq8

Número de artículo: CM0020949



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo MAP1LC3B validado para WB y ELISA con reactividad cruzada humana y de rata. Esencial para estudiar autofagia, mitofagia y formación de autofagosomas en aplicaciones de IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAP1LC3B Conejo pAb
Observaciones/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	81631
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-50 de MAP1LC3B humano (NP_073729.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9GZQ8
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo