

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Map1Lc3C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bxw4

Número de artículo: CM0028759



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MAP1LC3C validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con MAP1LC3C humano, de ratón y de rata, una proteína clave relacionada con la autofagia implicada en la xenofagia y la agregofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAP1LC3C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LC3C; ATG8J; MAP1LC3C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	440738
ID de Gen	440738
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 del MAP1LC3C humano (NP_001004343.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXW4
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo