

Anticuerpo Policlonal Anti-Map2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P11137

Número de artículo: CM0025492

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAP2, adecuado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Detecta MAP2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de neurociencia relacionados con la dinámica de los microtúbulos y la arquitectura dendrítica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Especie	Humano
ID de Gene	4133 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1510-1650 del MAP2 humano (NP_002365.3).
Fuente	Conejo
Anticuerpos Policlonales	
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11137
Peso Proteico	200 kDa
Envío	Bolsa de hielo