

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Map2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11137

Número de artículo: CM0015426

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra MAP2 humano. Inmunógeno recombinante diseñado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para estudios de microtúbulos y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-MAP2
Observaciones/Alias	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4133
ID del gen	4133
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de MAP2 humano (NP_002365.3).
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P11137
Peso de la proteína	200 kDa
Envío	Bolsa de hielo