


Anticuerpo Policlonal Anti-Map3K1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13233

Número de artículo: CM0023279



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-MAP3K1 validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a MAP3K1/MEKK1 en las vías de señalización ERK/JNK y NF-kB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] MAP3K1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; K1
Especies	Humano
GenelD (humano)	4214
GenelD	4214
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13233
Peso Proteico	164kDa
Envío	Bolsa de hielo