


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Map3K1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q13233

Número de artículo: CM0021718



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a MAP3K1 (MEKK1) para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con MAP3K1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAP3K1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; MAP3K1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4214
GeneID	4214
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1400-1512 de MAP3K1 humano (NP_005912.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13233
Peso Proteico	164kDa
Envío	Bolsa de hielo