

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Map3K11 Para Wb, Elisa - Q16584

Número de artículo: CM0020517



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAP3K11 humano (MLK3). Adecuado para la detección mediante Western blot y ELISA. Reconoce MAP3K11 de ratón. Inmunógeno de proteína recombinante (aa 140-260). Útil para el estudio de las vías MAPK y la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAP3K11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLK3; PTK1; SPRK; MLK-3; MEKK11; MAP3K11
Especie	Humano
GeneID (humano)	4296
GeneID	4296
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-260 de MAP3K11 humano, NP_002410.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q16584
Peso de la proteína	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo