


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Map3K14 (Nik) Para Wb/Elisa - Q99558

Número de artículo: CM0015540



Introducción

Explore la señalización no canónica de NF- κ B con este anticuerpo policlonal de conejo anti-MAP3K14 (NIK), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en rata. Esencial para la investigación de la respuesta inmune y la organogénesis linfoide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAP3K14 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HS; NIK; HSNIK; FTDCR1B; MAP3K14
Especie	Humano
ID del Gen	9020
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 330-662 de MAP3K14 humano (NP_003945.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q99558
Peso Molecular de la Proteína	104kDa
Envío	Bolsa de hielo