

Anticuerpo Policlonal Anti-Map3K4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6R4

Número de artículo: CM0019696

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MAP3K4 de alta calidad para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con MAP3K4 humano y de rata (peso molecular previsto de ~182 kDa). Herramienta esencial para el estudio de las vías de señalización de las MAP quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAP3K4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTK1; MEKK4; MEKK 4; MAPKKK4; PRO0412; MAP3K4
Especie	Humano
GeneID	4216
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MAP3K4 humano (NP_005913.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q9Y6R4
Peso molecular	182 kDa
Envío	Bolsa de hielo