

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Map3K4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6R4

Número de artículo: CM0003745

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a MAP3K4 (MEKK4) humano, una quinasa de la vía MAPK. Validado para WB, IHC-P y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Peso molecular: 182 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAP3K4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MTK1, MEKK4, MEKK 4, MAPKKK4, PRO0412, MAP3K4
Especie	Humano
GenelD (Humano)	4216
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de MAP3K4 humano (Q9Y6R4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6R4
Peso molecular de la proteína	182 kDa
Envío	Bolsa de hielo