

Anticuerpo Policlonal Anti-Map3K5 Para Wb, Elisa - Q99683

Número de artículo: CM0016450



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAP3K5/ASK1 (Q99683), validado para WB y ELISA. Detecta MAP3K5 humano, de ratón y de rata, una quinasa clave en la señalización de estrés y apoptosis. Ideal para la investigación de señalización celular y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MAP3K5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; MAP3K5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4217
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-161 de MAP3K5 humano (NP_005914.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99683
Peso Proteico	155kDa
Envío	Bolsa de hielo