


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Map3K8 Para Wb, Elisa - P41279

Número de artículo: CM0015330



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAP3K8 humano (COT/TPL2), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la señalización MAPK/ERK mediada por TLR4, la producción de citocinas y las respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAP3K8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COT, EST, ESTF, TPL2, AURA2, MEKK8, Tpl-2, c-COT, MAP3K8
Especie	Humano
GeneID (humano)	1326
GeneID	1326
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 1-100 de MAP3K8 humano (NP_005195.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P41279
Peso molecular de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo