

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Map4K2 Para Wb Y Elisa - Q12851

Número de artículo: CM0020144

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAP4K2 validado para WB y ELISA, que reconoce las proteínas humanas, de ratón y de rata. Dirigido contra la quinasa GCK, implicada en las vías de señalización MAPK y Hippo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MAP4K2
Observaciones/alias	GCK; BL44; RAB8IP; MAP4K2
Especie	Humana
GenelD (humano)	5871
GenelD	5871
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q12851
Peso de la proteína	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo