

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Map4K3 Para Wb Y Elisa - Q8Ivh8

Número de artículo: CM0027863



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a MAP4K3 humano (GLK/MEKKK3), validado para WB y ELISA. Detecta una banda de ~101 kDa; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización Hippo y de estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAP4K3 Ac. pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GLK; MEKKK3; MEKKK 3; MAPKKKK3; RAB8IPL1; MAP4K3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8491
GeneID	8491
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 755-894 de MAP4K3 humano (NP_003609.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IVH8
Peso Proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo