

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Map4K5 Para If/Icc, Elisa - Q9Y4K4

Número de artículo: CM0019637

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAP4K5 humano, validado para IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. La quinasa objetivo funciona en la respuesta al estrés aguas arriba de la vía JNK. Ideal para investigación de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAP4K5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KHS; GCKR; KHS1; MAPKKKK5; MAP4K5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	11183
ID de Gen	11183
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-480 del MAP4K5 humano (NP_006566.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4K4
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo